

วิธีการจัดเก็บและการจัดส่งฟันน้ำนมและฟันคุด

บริษัท ไบโอดีเดน เอเชีย จำกัด

38 อาคารคิวเฮาส์คอนเวนซ์ ชั้น 14

ยูนิต 14 D ถนนคอนเวนซ์ แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ : 02-6320042-44 โทรสาร : 02-6320042

Laboratory

131 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ห้องเลขที่ 307 B1/B2 ตึก Incubator wing

ถนนพหลโยธิน คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ : 02-5647997 โทรสาร : 02-5647998

ชุดจัดเก็บฟันประกอบไปด้วย

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1 กล่องบรรจุภัณฑ์ | <input type="checkbox"/> 2 หลอดจัดเก็บแบบปราศจากเชื้อโรค |
| <input type="checkbox"/> 1 กล่องโฟมรักษาอุณหภูมิ | (อย่าเปิดหลอดจนกว่าจะใช้เก็บฟัน) |
| <input type="checkbox"/> รายละเอียดวิธีการจัดเก็บ | <input type="checkbox"/> 2 ถุงเจล (Gel pack) |
| | <input type="checkbox"/> 1 ถุงซิปล็อก |

ท่านควรศึกษาวิธีการจัดเก็บอย่างละเอียด

การเตรียมการ

- เก็บชุดจัดเก็บฟันไว้ในสถานที่สะอาดและห่างไกลเมื่อต้องการใช้
- แช่แข็งเจลแพ็ครักษาความเย็น (Gel Pack) ในตู้เย็นช่องแช่แข็ง
- ลักษณะของฟันน้ำนมที่หลุดออกเองหรือถูกถอนจะเป็นฟันที่มีรากฟันหรือไม่ก็ได้
- ลักษณะฟันคุดที่ถูกถอน ควรจะมีลักษณะตัวฟันอยู่ครบ ในกรณีตัดแบ่งฟันควรมีรากฟันติดอยู่บางส่วน
- นำฟันที่หลุดออกเองหรือถูกถอนใส่ลงไปในหลอดสำหรับจัดเก็บ เทนมจืดที่ปราศจากเชื้อโรคลงไปจนเกือบเต็มหลอด ปิดฝาให้สนิท วางหลอดจัดเก็บฟันในตู้เย็น 4°C (ห้ามแช่ฟันในช่องแช่แข็งโดยเด็ดขาด)
- ทำการกรอกรายละเอียดข้อมูลในใบนำส่ง
- โทรแจ้ง บริษัท ไบโอดีเดนเอเชีย จำกัด หมายเลข 081-3486363, 086-3306469, 081-4444960 เพื่อมารับฟัน
- เตรียมการส่งโดยวางหลอดจัดเก็บฟันให้อยู่ในถุงซิปล็อกที่ใส่เจลแพ็คแช่แข็งรักษาความเย็น (Frozen Gel Pack) เมื่อนำออกจากตู้เย็น

การบรรจุและการจัดส่ง

- วางหลอดจัดเก็บฟันในถุงซิปล็อก ที่มีเจลแพ็คแช่แข็งใส่อากาศออกให้มากที่สุด ปิดปากถุงซิปล็อก
- นำถุงที่บรรจุเรียบร้อยแล้วใส่ลงในกล่องโฟม
- วางเอกสารทั้งหมดลงบนด้านบนของกล่องโฟมและปิดด้วยฝากล่องโฟม
- ตรวจสอบเช็คให้เรียบร้อย นำใส่ในกล่องบรรจุภัณฑ์ปิดกล่องให้สนิทพร้อมจัดส่ง หรือโทรแจ้ง บริษัท ไบโอดีเดน เอเชีย จำกัด ส่งคนมารับโดยตรง

